



Utilisation du mode invité

Pour consultez un télédossier sans compte Téléo

1. Cliquez sur le
lien indiqué dans
le mail
d'invitation

2. Saisissez le
code
d'authentification
fourni dans le
mail d'invitation



Bonjour, vous avez été invité à consulter un télédossier

Veillez saisir le code d'authentification que vous avez reçu
par mail ou par SMS.

Je suis un professionnel de santé et j'accepte les [conditions générales d'utilisation](#)

Utilisation du mode invité

Pour envoyer un télé dossier à un professionnel sans compte

3. Ouvrez le télé dossier

Sélectionnez le télé dossier puis cliquez sur « Ouvrir »




<input type="checkbox"/>	P.	À.	État	Nom du patient	Né(e) le	Type	Mise à jour	Aut
<input checked="" type="checkbox"/>			Dossier reçu	JEANNE Marie	17 avr 1980	Transfert d'imagerie hors urg...	11:00	San

1 dossier trouvé 1 dossier sélectionné **Ouvrir**

4. Ajouter une étape


- Si vous êtes demandeur, vous devrez mettre à jour l'identité du patient avant toute chose. Ensuite vous pourrez renseigner la demande.
- Si vous êtes expert, vous pouvez directement demander des informations complémentaires ou répondre.



+ Ajouter une étape

- En mon nom propre
- Prendre en charge
- Echanger des informations complémentaires
- Répondre
- Clôturer
- Mettre à jour l'identité du patient

5. Complétez les informations et cliquez sur « Envoyer » en bas de page



Préciser les informations demandées / ajoutées : ci-joint le scanner thoracique de JEANNE Marie datant du 18/09/2024

Imagerie(s) médicale(s)  MR - 1 janv 2007 - 12:00 Anonymized 31 Im 7.29 Mo  **Ajouter...**

Document(s) joint(s) **Ajouter...**

Brouillon enregistré automatiquement **Envoyer** **Supprimer**